

*fylladio*

「fylladio:フィラディオ」はギリシャ語で「小冊子」を意味します。

ペプチド合成・コンビケム合成に最適です


**固相合成器 KMS-3 に新ラインナップ  
大容量『150ml』カラムが登場！！**

NEW!!

① 大容量150mlカラム・天板を新たにラインナップ

NEW!!

② カラム全製品にPP製フタを標準添付



NEW!!

③ 廃液瓶に便利な穴あきゴム栓・吸引スプレーを追加

ご注文No.	製品名	定価(円)
2600131	<b>KMS-3</b> (本体,10mlカラム5本(上下フタ付), 20mlカラム5本(上フタ付), 60mlカラム1本(上フタ付), 天板2種(10ml×5本・60ml×1本掛, 20ml×5本・60ml×1本掛), テフロン製2方コック, テフロン製ドレインコック, ガラス製マニホールド ( <b>NEW!!</b> 10ml, 20mlカラム各5本が標準添付、フタ追加)	320,000 /1set
2600030	PP製カラム10ml(PP製上下フタ付)	3,500 / 5本
2600048	PP製カラム20ml( <b>NEW!!</b> PP製上フタ付)	3,500 / 5本
2600056	PP製カラム60ml( <b>NEW!!</b> PP製上フタ付)	3,500 / 5本
2600132	<b>NEW!!</b> PP製カラム150ml(PP製上フタ付)	5,000 / 5本
2600133	<b>NEW!!</b> 60ml×6穴カラム固定ホルダー(スペーサー4本付)	10,000 / 1set
2600134	<b>NEW!!</b> 150ml×6穴カラム固定ホルダー(スペーサー4本付)	10,000 / 1set
2600064	テフロン製ニ方コック	3,700 / 1個
2600081	テフロン製ドレインコック	18,000 / 1個
2600102	ガラス製マニホールド	18,000 / 1個
2600099	廃液瓶 ( <b>NEW!!</b> 穴あきゴム栓・吸引スプレー付)	16,000 / 1set

PP製カラム(写真は150mlサイズ)


カラム固定ホルダー  
(写真は150ml×6本掛)

スペーサー  
(60,150mlカラム固定時に使用)

テフロン製ニ方コック

振とうラック

回転速度コントローラー



テフロン製ドレインコック

廃液瓶(新たにゴム栓と吸引スプレーを追加しました)

#### ◆主な仕様◆

反応本数:6本 反応温度:室温 攪拌方式:振とう攪拌 回転軌道直径:4mm

回転数:~800rpm (本体側面のSPEED ADJUST設定により、~1000rpmまで調節可能) 重量:8kg

装置サイズ:210(W)×185(D)×300(H)mm(スペーサー使用時:360(H)mm) 電源:AC-100V, 2A, 50/60Hz

**国産化学株式会社**

<http://www.kokusan-chem.co.jp>

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-8-29 東武横浜第3ビル 1階

受注センター

TEL:0120-81-5930 FAX:0120-11-5930

E-mail: cs@kokusan-chem.co.jp

FY09-ABK